

KONICA MINOLTA

PACOTE SIGMA

DRYPRO Sigma é uma impressora laser a seco de mesa que acrescenta verdadeiro valor para todas as instituições que utilizam filme. Quando combinada com o Image Pilot Sigma, torna a imagem digital fácil e eficaz. Basta um passo para entrar no mundo digital.



DIGITALIZADOR DIRETO



ESTAÇÃO DE GERAÇÃO DE IMAGENS



GERADOR DE IMAGENS A LASER


ImagePilot
Sigma

DRYPRO
Sigma



Giving Shape to Ideas

Desde o registro do paciente até a impressão do filme, a Konica Minolta oferece um fluxo de trabalho completo.



I. Digitalize

Basta inserir e expor o cassete de exposição no leitor digital Regius Sigma e o ImagePilot processará automaticamente a imagem para otimizar a visualização do diagnóstico. O Regius Sigma processará até 45 placas por hora. (14x17")

II. Visualize


O ImagePilot Sigma possui um modo de composição de impressão que ajusta livremente, imagens, diagramações e anotações. Uma vez que os ajustes podem ser feitos na tela do Image Scan sem necessidade de mudar para outra tela, a tarefa pode ser concluída em um tempo muito menor.

III. Imprima

Logo que a imagem foi enviada a impressão desde o Image Pilot, a DRYPRO Sigma pode imprimir até 45 filmes (14x17") por hora. DRYPRO Sigma tem quatro tipos de filmes disponíveis que podem ser utilizados de acordo com as necessidades do usuário.

Design compacto

A DRYPRO Sigma é uma impressora laser a seco de mesa. Compacta, mede apenas 65 x 60 cm. Desenvolvida para integrar-se perfeitamente aos diversos ambientes quando combinada com o ImagePilot Sigma.



Quatro tamanhos de filmes e carregamento simples

Os usuários podem utilizar até quatro tamanhos de filmes para diferentes propósitos. Abra a tampa frontal, retire o filme que lá está e coloque um novo. Trocar o filme pode ser um processo muito simples.




Fácil utilização

A DRYPRO Sigma é simples de operar, não exige experiência para instalação e apresenta utilização intuitiva.

Impersora DICOM

A DRYPRO Sigma pode ser facilmente conectada a outros consoles; RC e RD, TC e RM, além do ImagePilot. Imagens que não sejam DICOM podem ser facilmente importadas usando o ImagePilot Sigma e também podem ser impressas com o uso da DRYPRO Sigma.

Exemplo de layout de conectividade



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA MEDICAL IMAGING USA, INC.
411 NEWARK POMPTON TURNPIKE
WAYNE, NJ 07470
TEL: (973) 633-1500 FAX: (973) 633-0562
WEBSITE: medical.konicaminolta.us